# 用户指南

## ----CN121\_SDK

负责人 zhangks

版本 C.4

#### 更新时间 2024 年 7 月 3 日

修订历史:

- 2023 年 8 月 4 日——zhangks——B.1.0: Lib 使用说明, 配置移植说明
- 2023 年 8 月 5 日——zhangks——B.2.0: 更新医标选项说明,代码架构更新
- 2023 年 8 月 5 日——zhangks——B.3.0: 更新 mode\_define 说明,代码架构更新
- 2023 年 8 月 18 日——zhangks——B.4.0: CN121\_Parameter\_Init 增加一个 VCM 参数, 增加 Lead status enum 数据类型
- 2023 年 10 月 30 日——zhangks——B.5.0: 修改一些错误
- 2023 年 11 月 15 日——zhangks——B.6.0: 增加用户问题解答章节
- 2023 年 11 月 29 日——zhangks——C.1.0: 增加实时心率识别算法 realRhythm
- 2024年1月11日——zhangks——C.2.0: 增加对多任务系统的迁移建议
- 2024年1月23日——zhangks——C.2.1:修改了某些接口
- 2024年1月26日——zhangks——C.2.2: 补充 SPI 说明
- 2024 年 7 月 3 日——zhangks——C.4: 增加应用场景定义

### 目录

<i>—</i> `,	介绍	绍	3
	1.	特性	3
<u> </u>	SDI	κ代码解析	3
	1.	CN121 driver	3
	2.	 User	4
	3.	Example	4
三、	代祖	码修改与移植	4
	1.	移植前准备	4
	2.	移植主要修改项	5
	3.	配置心电芯片正常工作(裸机系统例程)	.11
	4.	配置心电芯片正常工作(多任务系统)	16



四、	lib	库的值	吏用(基于 cubelDE 平台)	.17
	1.	将文任	牛加入工程	17
	2.	头文色	牛路径配置	17
	3.	lib 路	径配置	18
五、	问题	题解答		20
	(1)	) Q:	使用滤波,陷波功能涉及到采样频率,在哪里可以把采样频率告诉 sdk?	20
	(2)	) Q:	如何调整 CN121 的 "High-pass Pole" "Low-pass Pole" "Channel Gain"	"20
	(3)	) Q:	Delay_us 函数是必须的吗?	20
	(4)	) Q:	ADC 的采样率一定要设置为 250Hz 吗,如果想改成其他数值呢?	20
	(5)	) Q:	CN121_Init 一直失败,有哪些原因导致的?如何排除?	20
	(6)	) Q:		.20



## 一、介绍

本文档主要是 CN121\_SDK 固件库使用说明做介绍。 CN121\_SDK 的示例代码基于 STM32L4 平台,用户拿到手的 SDK 中的核心静态库已针对用户的主控平台做了适配。用户 可参照示例代码迁移到自己的主控平台上。

文档主要包括: (1) SDK 的代码说明; (2) 如何移植代码及移植过程中的注意事项。

### 1. 特性

- ADC 采样率为 250Hz
- ADC 的分辨率适配 12bit 和 10bit
- 工频滤波为 50Hz
- 支持 Health 模式和 Medical 模式
- ECG 信号波形有医标和非医标两种可配置选项
- SPI 通信为 GPIO 软件模拟和硬件 SPI 两种可选
- 支持实时识别 R 峰, 输出心率

## 二、SDK 代码解析

### 1. CN121\_driver

CN121\_driver 文件夹包含 CN121\_API.h 和 CN121\_API.lib。CN121\_API.h 提供了一些和 CN121 配置相关的函数,包括 CN121 初始化,开启 CN121、控制 CN121 进入不同模式和读 取 ECG 信号数据的函数接口。CN121 API.lib 为基于用户主控平台内核打包生成的静态库。

#### 主要函数和变量如下:

① lod\_status: 导联脱落状态变量, 值有 LEAD\_OFF 和 LEAD\_ON 两种。

② CN\_Heart\_Rate: 全局变量,实时心率。

③ CN121\_Parameter\_Init: 初始化 CN121\_SDK 参数,包括应用场景,ADC 的分辨率选项(12bit 或 10bit)和 ADC 的参考电压(默认为 3.3V)。

④ CN121\_Init: CN121 初始化函数。



- 5 CN121\_Start: CN121 启动函数。
- 6 CN121\_LOD\_ON\_Init: 导联初始化函数。
- ⑦ CN121\_Data\_Proc: 数据处理函数。
- ⑧ CN121\_Stop: 终止函数, CN121 进入 Stop 模式。
- ⑨ CN121\_Standby: CN121 进入 Standby 模式函数。

### 2. User

User 文件夹下为 CN121\_utils.h 和 CN121\_utils.c。包含一些可配置的宏定义和相关 GPIO 初始化、软件 SPI 初始化、ADC 初始化以及定时器中断初始化函数。该部分适配 STM32L4 平台的 HAI 库,用户需要根据自己的主控平台改写。注意某些函数名(注释中带 Wrapper 字段)不可更改,因为驱动中会引用到。

主要函数和变量如下(这些初始化相关函数名都可修改):

- ① GPIO\_LOD\_Init: 芯片 lod 相关 pin 初始化。
- ② GPIO\_RST\_Init: 芯片 rst 相关 pin 初始化。
- ③ GPIO\_SPI\_Init: 芯片 spi 相关 pin 初始化。
- ④ SystemClock\_Config: 系统时钟配置。
- 5 TIM2\_Init: TIM 初始化函数。
- ⑥ ADC1\_Init: ADC1 初始化函数。

#### 3. Example

Example 文件夹包含了 main.c 例程,该例程为使用 CN121\_API.h 中的函数接口,配置 CN121 正确开启工作和采集数据的样例。该例程为裸机系统下的实现,用户可参考修改为多 任务系统下的机制。

## 三、代码修改与移植

## 1. 移植前准备

首先将 CN121\_driver 文件夹下的两个文件 CN121\_API.h 和 CN121\_API.lib 添加到现有工

程中,并在编译选项中链接到该静态库。

然后将 User 文件夹下的 CN121\_utils.h 和 CN121\_utils.c,添加到现有工程中。移植过程中主要对这两个文件进行修改。

最后参照 Example 文件夹下的 main.c 例程,配置 CN121 正确开启工作和采集数据。

2. 移植主要修改项

(1) 时钟频率设置

请根据平台需要设置。

(2) ADC 采样率设置

CN121\_SDK 需要 ADC 的采样率设置为 250Hz。用户可根据自己平台进行相应配置。

以下是 CN121 SDK 基于 ST 平台的配置逻辑,供参考:

CN121\_SDK的 ADC 工作逻辑为软件触发、单次采样。 在定时器 TIM 的中断开启 ADC, 然后在 ADC 的中断中取值。定时器 TIM 设置为 4ms 产生一次中断,每 4ms 开启一次 ADC, 实现 ADC 采样率为 250Hz。ADC 的采样率就是 TIM 的中断频率。

CN121\_SDK 的 TIM 的输入时钟频率 Tclk 为系统时钟 80MHz,分频系数 Prescaler 为 159, 自动装载值 Period 为 1999。那么 TIM 的溢出时间 Tout 可根据计算公式:

Tout= ((Period+1)\*(Prescaler+1))/Tclk;

其中:

Tclk: TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。

Tout: TIM3 溢出时间(单位为 us)。

计算出 CN121\_SDK 的 Tout 为 4000us。

ADC 采样率的配置需要四个步骤:

(1)根据系统时钟计算出 TIM 的分频系数和自动装载值,使得 TIM 的溢出时间为 4000us。并在 TIM 初始化函数 TIM2\_Init()配置好。

(2)在 ADC 初始化函数 ADC\_Init()中将 ADC 的触发方式配置为软件触发,(ExternalTrigConv = ADC\_SOFTWARE\_START)。



(3) 在定时器中断服务函数中开启 ADC,在 ADC 中断服务函数中取值。

1.	<pre>void ADC1_IRQHandler(void)</pre>
2.	{
3.	HAL_ADC_IRQHandler(&hadc1);
4.	}
5.	<pre>void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)</pre>
6.	{
7.	<pre>int16_t adc_val_temp= (int16_t)(HAL_ADC_GetValue(&amp;hadc1) &amp; 0x0000ffff);</pre>
8.	CN121_Data_Proc(ADC_IT_PROC, &adc_val_temp);
9.	}
10.	<pre>void TIM2_IRQHandler(void)</pre>
11.	{
12.	int16_t temp0 = 0;
13.	
	CN121_Data_Proc(TIMER_IT_PROC, &temp0);
14.	CN121_Data_Proc(TIMER_IT_PROC, &temp0); HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
14. 15.	CN121_Data_Proc(TIMER_IT_PROC, &temp0); HAL_ADC_Start_IT(&hadc1); HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
14. 15. 16.	<pre>CN121_Data_Proc(TIMER_IT_PROC, &amp;temp0); HAL_ADC_Start_IT(&amp;hadc1); HAL_TIM_IRQHandler(&amp;htim2); }</pre>

## (3)应用场景、ADC分辨率、ADC参考电压设置、VCM电压设置

● 应用场景: CN121\_SDK 提供多种场景的参数配置。CN121\_Parameter\_Init 函数的第一个 参数 USE\_CASE 有三个选项:

USE\_FOR\_STANDARD:满足医标; BODY\_TOUCH:用于与身体接触场景,如心电贴;

HANDHELD: 用于手持式场景,如单导心电卡。

- ADC 分辨率: CN121\_SDK 支持两档 ADC 分辨率,分别为 10bit 和 12bit。
   CN121\_Parameter\_Init 函数的第二个参数 ADC\_RESOLUTION,选择 "ADC12BIT"为 12bit,
   "ADC10BIT"为 10bit。
- ADC 参考电压: CN121\_SDK 支持更改 ADC 的参考电压。CN121\_Parameter\_Init 函数的第
   三个参数为 ADC 参考电压,当前 SDK 中 VREF 的值为 3.3V。
- VCM 电压: CN121\_SDK 支持更改 VCM 的电压值。CN121\_Parameter\_Init 函数的第四个 参数为 VCM 电压,是芯片 VCM pin 的供电电压,当前 SDK 中 VCM 的值为 0.9V。

#### 1. /\*\*

#### 2. \* @brief



3.	* @note	USE_CASE: application scenarios
4.	* @note	USE_FOR_STANDARD: Meet to clinical criteria;
5.	* @note	BODY_TOUCH: Apply to the scenario of touch with human body;
6.	* @note	HANDHELD: Apply to the handheld product.
7.	* @note	ADC_RESOLUTION
8.	* @note	ADC10BIT: ADC RESOLUTION == 10bit;
9.	* @note	ADC12BIT: Default. ADC RESOLUTION == 12bit.
10.	* @note	VREF ADC Reference Voltage. Default 3.3
11.	* @note	VCM Voltage. Default 0.9
12.	*/	
13.	void CN12 float VRE	21_Parameter_Init(USE_CASE use_case, ADC_RESOLUTION adc_resolution, F, float VVCM);

若将 CN121 应用为手持式场景, ADC 分辨率为 12bit, ADC 的参考电压为 3.3V, VCM 电压为 0.9V。应分为两个步骤设置:

(1) 在主函数中, 使用 CN121\_Parameter\_Init 参数如下。

CN121\_Parameter\_Init(HANDHELD, ADC12BIT, 3.3, 0.9);

(2)在 CN121\_utils.h 和 CN121\_utils.c 中, ADC1 初始化函数 ADC1\_Init()中将 ADC 的 "Resolution"配置为 12bit。

### (4) SPI 设置

CN121 芯片的配置通信方式为 SPI, CN121\_SDK 驱动中集成了 GPIO 软件模拟 SPI 通信, 用户也可以选择硬件 SPI 外设, 更稳定。

● GPIO 软件模拟 SPI

若使用驱动中的 GPIO 软件模拟 SPI,需要对 SPI 信号线组(4条: CSB 输入、SCLK 输入、 MOSI 输入、MISO 输出)进行配置。配置流程如下:

(1) 在宏定义中修改对应的引脚。

- 1. /\* Define Daughter Board(DB) SPI pins \*/
- 2. #define DB\_CSB\_Pin GPIO\_PIN\_4
- 3. #define DB\_CSB\_GPIO\_Port GPIOA
- 4. #define DB\_SCLK\_Pin GPI0\_PIN\_5
- 5. #define DB\_SCLK\_GPI0\_Port GPI0A
- 6. #define DB\_MOSI\_Pin GPIO\_PIN\_7
- 7. #define DB\_MOSI\_GPIO\_Port GPIOA
- 8. #define DB\_MISO\_Pin GPIO\_PIN\_6
- 9. #define DB\_MISO\_GPIO\_Port GPIOA

(2)修改 GPIO\_WritePin 和 GPIO\_ReadPin 函数 Wrapper 定义, CN121\_SDK 提供的例 程为 HAL 库的函数写法,需要根据平台的不同修改对应的 GPIO\_WritePin 和 GPIO\_ReadPin 函数。

SPI的 CSB、SCLK、MOSI 需要配置 WritePin(SET)和 WritePin(RESET)两组函数 Wrapper。 SPI 的 MISO 需要配置 ReadPin()==SET 和 ReadPin()==RESET 两组函数 Wrapper。

- 1. /\* Wrapper: WritePin Function \*/
- 2. void DB\_CSB\_SET(void);
- 3. void DB\_CSB\_RESET(void);
- void DB\_SCLK\_SET(void);
- 5. void DB\_SCLK\_RESET(void);
- 6. void DB\_MOSI\_SET(void);
- 7. void DB\_MOSI\_RESET(void);
- 8. /\* Wrapper: ReadPin Function \*/
- 9. uint8\_t DB\_MISO\_HIGH(void);
- 10. uint8\_t DB\_MISO\_LOW(void);

(3) GPIO\_SPI\_Init()函数中对 GPIO 引脚初始化。

- (4) 确保 CN1xx\_SPI\_ReadWrite 的返回值为 0;
- 1. uint8\_t CN1xx\_SPI\_ReadWrite(uint8\_t\* TxDataSeq,uint8\_t\* RxDataSeq,uint8\_t SeqLen)



2.	{
3.	<pre>// HAL_SPI_TransmitReceive(&amp;hspi1, TxDataSeq, RxDataSeq, SeqLen, HAL_MAX_DELAY);</pre>
4.	<pre>uint8_t hw_spi = 0; // if use hardware spi, make sure hw_spi = 1;</pre>
5.	return hw_spi;
6	

#### ● 硬件 SPI 外设

若用户选择硬件 SPI 外设,也可以通过下面四步配置:

(1) 在宏定义删除 SPI 对应的引脚。

(2)修改 GPIO\_WritePin 和 GPIO\_ReadPin 函数 Wrapper 定义, SPI 的 CSB、SCLK、MOSI
的 WritePin (SET)和 WritePin (RESET)两组函数 Wrapper,内部定义留空即可。SPI 的
MISO 的 ReadPin()==SET 和 ReadPin()==RESET 两组函数 Wrapper,另返回值为 0 即可。

(3) 初始化硬件 SPI 外设(全双工)。

(4)将硬件 SPI的 TransmitReceive 函数定义在 CN1xx\_SPI\_ReadWrite 内部,并确保返回 值为 1。CN1xx\_SPI\_ReadWrite 的三个传参分别代表: TxDataSeq 发送序列数组指针, RxDataSeq 接受序列数组指针, SeqLen 序列共同长度。TxDataSeq 和 RxDataSeq 长度一致。

1.	uint8_t CN1xx_SPI_ReadWrite(uint8_t* TxDataSeq,uint8_t* RxDataSeq,uint8_t SeqLen)
2.	{
3.	HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, TxDataSeq, RxDataSeq, SeqLen, HAL_MAX_DELAY);
4.	<pre>uint8_t hw_spi = 1; // if use hardware spi, make sure hw_spi = 1;</pre>
5.	return hw_spi;
6	

## (5) GPIO 设置

CN121\_SDK 还需要用到两个引脚,分别是 CN121 芯片的 LOD 输出, CN121 芯片的 RST 输入。

用户可根据硬件电路,灵活选择配置。如 RST 悬空,就不配置 RST;应用电路无导联脱落机制,就不配置 LOD。

#### 配置引脚需要三个步骤:

(1) 在宏定义中修改对应的引脚,不需要的宏定义引脚可以注释掉。

10. /\* Define Daughter Board(DB) LOD pin \*/

11. #define DB\_LOD1\_Pin GPI0\_PIN\_2

12. #define DB\_LOD1\_GPI0\_Port GPI0A



13. /\* Define Daughter Board(DB) RST pin \*/

14. #define DB\_RST\_Pin GPIO\_PIN\_5

15. #define DB\_RST\_GPI0\_Port GPIOC

(2)修改 GPIO\_WritePin 和 GPIO\_ReadPin 函数 Wrapper 定义, CN121\_SDK 为 HAL 库的函数写法,需要根据平台的不同修改对应的 GPIO\_WritePin 和 GPIO\_ReadPin 函数。

SPI的 RST 需要配置 WritePin(SET)和 WritePin(RESET)两组函数 Wrapper。不需要 配置的引脚,保留函数名,但内部不定义即可。

SPI的 LOD1 需要配置 ReadPin()==SET 和 ReadPin()==RESET 两组函数 Wrapper。不需要 配置的引脚,保留函数名,令返回值为0即可。

- 11. /\* Wrapper: WritePin Function \*/
- 12. void DB\_RST\_SET(void);
- 13. void DB\_RST\_RESET(void);
- 14. /\* Wrapper: ReadPin Function \*/
- 15. uint8\_t DB\_LOD1\_LOW(void);
- 16. uint8\_t DB\_LOD1\_HIGH(void);

(3)在 GPIO\_LOD\_Init()、GPIO\_RST\_Init()函数中对 GPIO 引脚初始化。

- 1. void GPIO\_LOD\_Init(void)
- 2. {
- GPIO\_InitTypeDef GPIO\_InitStruct;
- 4. \_\_HAL\_RCC\_GPIOA\_CLK\_ENABLE();
- 5. GPIO\_InitStruct.Pin = DB\_LOD1\_Pin;
- 6. GPIO\_InitStruct.Mode = GPIO\_MODE\_INPUT;
- 7. GPIO\_InitStruct.Pull = GPIO\_NOPULL ;
- HAL\_GPIO\_Init(DB\_LOD1\_GPIO\_Port, &GPIO\_InitStruct);
- 9. }
- 10. void GPIO\_RST\_Init(void)



### (6) Delay\_us

CN121\_API.h 内部函数需要调用一个微秒级的延时,用于模拟 SPI 的时钟生成。目前 SDK 是使用 HAL 库生成的,如果移植,请务必改写成适用平台的写法。若使用软件 SPI 或者 RST 引脚,该函数内部定义需要改写,若两者都不需要则内部定义为空即可。

1. void CN1xx\_delay\_us(uint32\_t udelay) {....}

## 3. 配置心电芯片正常工作(裸机系统例程)

至此我们已经完成了所有基本功能的配置,除此之外,用户还应当配置好串口输出,来 输出心电数据。接下来让我们来逐步调试,使得芯片可正常工作并输出心电数据。以下例子 为评估套件使用的逻辑,用户可参考配置。

CN121\_SDK 输出的 ECG 为滤波后的信号。利用 CN121\_API 提供的接口,可以读取 ecg 信号。例程为裸机系统下的轮询机制,主要逻辑如下图所示。



以 CN121\_SDK 的 main.c 说明配置方法,请结合 main.c 阅读。步骤如下:

## (1) 配置 ADC 中断服务函数

配置 **ADC1\_IRQHandler** 和 **HAL\_ADC\_ConvCpltCallback** 函数,当前 SDK 为 HAL 库,需要 修改为移植平台支持的中断服务函数。

CN121\_Data\_Proc()函数: ADC\_IT\_PROC 工作模式时用在 ADC 中断的 callBack 函数,将



ADC 的值通过第二个参数传入。其返回值有两种情况:

0: 代表数据存储成功;

1: 代表内部 BUFFER 已满,存储失败。

我们要重点关注 result=1 的情况,这代表 mcu 处理 ecg 数据(取数滤波等操作)的速度跟不上 ADC 采集的速度。此时会丢失掉部分数据,需要精简处理数据部分的代码。

void HAL\_ADC\_ConvCpltCallback(ADC\_HandleTypeDef \*hadc)

2. {

- 3. int16\_t adc\_val\_temp = (int16\_t)(HAL\_ADC\_GetValue(&hadc1) & 0x0000ffff);
- CN121\_Data\_Proc(ADC\_IT\_PROC, &adc\_val\_temp);

5. }

此过程是将 ADC 的数据压入驱动内部的 FIFO。某些主控平台的 ADC 没有中断机制,可 在定时器中断服务函数使用此函数,只要保证 4ms 将一个 ADC 采集的数据压入内部缓存即 可。

(2) 配置定时器中断服务函数

在此中断服务函数中需要调用两个函数:

1) ADC\_START\_IT(),用 TIM 的中断软件触发 ADC

2) CN121\_Data\_Proc()函数:使用 TIMER\_IT\_PROC 工作模式,在这个过程中,由第二个参数控制执行的功能: 传参 1,只执行导联脱落; 传参 2,只执行 AutoFR(自动快速恢复功能);传参 0,同时执行导联脱落和 AutoFR。

其返回值有四种情况:

0代表:FR不工作,默认状态;

1代表: 配置芯片进入快速恢复状态;

2代表: 配置芯片离开快速恢复状态;

其他值代表:芯片配置失败。需要重点关注返回值为其他的情况,芯片配置失败的代表 SPI 没有配置成功。

1. void TIM2\_IRQHandler(void)

2. {



- 3. int16\_t temp0 = 0;
- CN121\_Data\_Proc(TIMER\_IT\_PROC, &temp0);
- 5. HAL\_ADC\_Start\_IT(&hadc1);
- 6. HAL\_TIM\_IRQHandler(&htim2);

7. }

## (3) 基本外设初始化

在主函数最开始部分,进行 ADC、TIM 和 GPIO 等初始化。

- 1. SystemClock\_Config();
- 2. ADC1\_Init();
- 3. TIM2\_Init();
- 4. GPIO\_LOD\_Init();
- 5. GPIO\_RST\_Init();
- 6. GPI0\_SPI\_Init();
- 7. USART1\_UART\_Init();

## (4) 配置 CN121 基本参数

然后使用 CN121\_Parameter\_Init 设置 CN121 的参数,当前参数代表 CN121 应用在手持 式设备,ADC 分辨率为 12bit,ADC 的参考电压为 3.3V,芯片的参考电压 Vref 为 0.9V。

```
    CN121_Parameter_Init(HANDHELD, ADC12BIT, 3.3, 0.9);
```

## (5) 配置 CN121 工作模式

CN121\_SDK 提供 Medical\_MODE 模式和 Health\_MODE 模式,通过使用 CN121\_API.h 中 的函数 CN121\_Init(CN121\_WORKMODE work\_mode)配置,可为 CN121 选择不同的工作模 式: Medical\_MODE or Health\_MODE。

函数返回 uint8\_t 类型值表明 Initial 结果,1 代表成功,0 代表失败。务必要确保该函数 可配置成功,若配置失败,芯片也可正常输出心电波形(此时是使用芯片的上电默认配置),



但波形质量可能不高。

此函数调用的 SPI 对芯片配置。若返回值失败,请检查硬件 SPI 的写法。如果使用的 是软件 SPI 模拟,原因可能有三: GPIO 配置的模式不正确; GPIO 读写高低电平配置不正确; cn1xx delay us 延时写法不正确。可以根据这三个原因逐步确认。

1. If(CN121\_Init(Medical\_MODE)) { /\*printf("success!\n")\*/ }

## (6) 导联脱落功能设置

然后使用 CN121\_Start()函数用于开启 CN121 工作,同时开启检测导联脱落的定时器。 CN121 芯片会检测导联是否脱落,变量 lod\_status(变量值在驱动中会自动更新)表明导联 的状态。

lod\_status 值为 LEAD\_OFF 代表脱落, lod\_status 值为 LEAD\_ON 代表导联。当 lod\_status 离开脱落状态后,使用 CN121\_LOD\_ON\_Init(*CN121\_LOD\_On\_MODE init\_mode*)函数进行导联 状态初始化。

**CN121\_LOD\_ON\_Init**(*CN121\_LOD\_On\_MODE init\_mode*)函数,有两种工作模式(若 SDK 不带心率,参数列表为空),通过传入的参数控制:

- ecgOnly: 初始化后只输出心电波形数据
- realRhythm: 初始化后不仅可以输出心电波形数据还可输出实时心率。

```
1. while(1) {
```

- 2. CN121\_Start();
- 3. HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT(&htim2);
- 4. while(lod\_status == LEAD\_OFF) {}
- 5. CN121\_LOD\_ON\_Init(realRhythm); // realRhythm or ecgOnly
- 6. .....
- 7. }

## (7) 配置读取心电数据

CN121\_Data\_Proc()函数共有四种工作模式,分别是:TIMER\_IT\_PROC、ADC\_IT\_PROC和



GET\_VALUE\_PROC、GET\_VALUE\_Rdet\_PROC。前文已经用到了前两种模式。接下来重点介绍, 后两种模式。

使用 GET\_VALUE\_PROC 模式采集心电信号 ecg 的数据。

使用 GET\_VALUE\_Rdet\_\_PROC 模式采集心电信号 ecg 的数据和实时心率(驱动未提供则 无此工作模式,以提供的驱动为准)。

使用时,需要新建一个变量 ecg,以指针的形式传入取心电信号的值。新建一个变量 Rdelay,来获取此时识别到的 R 峰与当前点的 delay (识别 R 峰有延时)。

当 Rdelay 为 0 时,表明没有识别到 R 点;当 Rdelay 不为 0 时,表明识别到 R 点,同时 全局变量 heart\_Rate 会更新,基于当前 RR 间期计算实时心率。

采集处理数据的过程中,驱动内部使用了一个缓存,CN121\_Data\_Proc()函数工作在 GET\_VALUE\_PROC 模式下的时候,返回值共有三种情况:

0: get\_value 成功;

1: get\_value 失败,原因是缓存已空,这代表 mcu 处理 ecg 数据的速度超过了 ADC 采 集的速度;

2: get\_vaue 失败,原因是缓存已满,这代表 mcu 处理 ecg 数据的速度跟不上 ADC 采 集的速度。

我们要重点关注 result=2 的情况,此时会丢失掉部分数据,需要精简处理数据的程序。

- 1. while(lod\_status == LEAD\_ON) {
- 2. int16\_t ecg, Rdelay;
- 3. uint8\_t result = CN121\_Data\_Proc(GET\_VALUE\_PROC, &ecg, &Rdelay);

4. **if**(result == 0) {

5. printf("ecg value = %d, heart\_Rate =%d\r\n", ecg,heart\_Rate);

- 6. }
- 7. }

(8) 此外还有部分函数接口在 main 函数实例中并没有给出,在



## 这里做出说明:

CN121\_Standby()函数可以使芯片进入 Standby 模式(具体含义见 datasheet)。 CN121\_Stop()函数使芯片进入 power off 模式。

## 4. 配置心电芯片正常工作(多任务系统)

至此我们已经熟悉了所有基本功能的配置,除此之外,用户的实际平台大多是在实时操 作系统下开发,这里给出主要函数功能说明和逻辑配合,用户可根据实际的业务需要,进行 适当调整。用户可先阅读裸机系统的例程,理解主要函数的运行逻辑,然后再移植。

下图是 CN121\_SDK 的运行逻辑, ADC 采样的 ECG 数据送入缓存, 然后从缓存中取出 ECG 数据滤波并计算实时心率, 最后使用滤波后的 ECG 数据进行绘图或蓝牙发送到上位机。除此之外还有一个任务进行实时脱落检测和快速恢复。



我们需要关注 CN121\_Data\_Proc 函数在不同阶段下的操作。

中断(4ms):这部分函数是将 ADC 采集的数据每隔 4ms 送进内部缓存,以保证 250Hz
 采样。

若用户平台有其他方法可以保证采样率为 250Hz,也可以,保证把数据传入该函 CN121\_Data\_Proc(ADC\_IT\_PROC,...) 就行。

● 任务 1: 这个任务中的函数 CN121\_Data\_Proc(TIMER\_IT\_PROC, ...) 是定时去检测导联脱 落状态、同时执行芯片的快速恢复功能。

该任务需要是个定时任务(或中断),大概每隔4ms(或稍大些间隔时间)的时间



执行一次。

● **任务 2:** 这个任务(或中断)中的函数 CN121\_Data\_Proc(GET\_VALUE, ...) 是执行信号滤 波、计算心率等功能。用户可通过 "FIFO\_SIZE()" 接口获取缓存内的数据量。

用户可自行选择缓存内的数据量到达某一个阈值后,然后执行该任务。

任务 3: 这个任务是用户自定义的绘图或蓝牙发送数据等函数功能,为了不影响处理数据的及时性,该任务的优先级应该要比任务 2 要低一些。

该任务与任务 2 的接口也可以通过一个环形数组,进行数据的暂存,保证数据不丢失。

如运算速度比较快的情况下,该任务也可与任务 2 合并,处理好数据后立即发送或 绘图。

### 注意:

(1) 任务 1 中执行的函数调用了 SPI 接口,如果使用 SDK 内部的软件模拟 SPI,若该任务被其他任务打断,则可能 SPI 信号不完整。如果该函数返回值异常,可以使用硬件 SPI 解决。

(2)任务1中执行了两个功能,导联脱落检测和快速恢复,也可以把这两个功能分别 在两个任务中执行,可以通过控制 CN121\_Data\_Proc(TIMER\_IT\_PROC,...)中的不同参数来配 置。

## 四、静态库的使用(基于 cubelDE 平台)

## 1. 将文件加入工程

直接将 CN121 文件夹复制进 Cube 工程目录下即可,在工程中就会自动将其加入工程。

### 2. 头文件路径配置

点击菜单栏 "Project"下的 "Properties"选项,打开工程的选项设置,按照如下步骤 添加头文件目录。

选中"C/C++ General"下的"Paths and Symbols",点击"Add"添加路径。



type filter text	Paths and Symbols		$\langle \neg \bullet \ominus \rangle \bullet$
<ul> <li>&gt; Resource Builders</li> <li>&gt; C/C++ Build</li> <li>&gt; C/C++ General</li> <li>&gt; Code Analysis</li> </ul>	Configuration: Del	bug [Active]	lanage Configurations.
Documentation File Types Formatter Indexer Language Mappings Paths and Symbols Preprocessor Include CMSIS-SVD Settings Project References Refactoring History Run/Debug Settings	Languages GNU C Assembly	mbols B. Librares B. Library Paths D. Source Location include directories (CN121 SDK A/Corivers/CMS15/Include (CN121 SDK A/Drivers/STM32L4xx; HAL_Driver/In (CN121 SDK A/Drivers/STM32L4xx; HAL_Driver/In (CN121 SDK A/Drivers) (CN121 SDK A/Drivers (CN121 SDK A/Drivers) (CN121 SDK A/Drivers) (CN121 SDK A/Demo/Inc	Add Edit Delete Axx K/L Move Up Move Dowr
	*Preprocessor Inc ☑ Show built-in va ☑ Import Setting	lude Paths, Macros etcperty page may define additional e lues gs 🛞 Export Settings Restore	entries Defaults Apply

点击"Workspace"。

De Add directory path	×u
irectory:	
Add to all configurations	Variables
Add to all languages Critical Strain	Workspace
	File system

选中 CN121 文件夹并确认,点击"apply",路径添加成功。



## 3. 静态库路径配置

按图中步骤点击,选中 CN121 的 Inc 文件路径,双击打开后复制这个路径。



Properties for CN121_SDK	A		- 0 X
type filter text	Settings		
ype filter tod ) Record Builden Builden Environment Logging ) - (C++ Gereral CMSS-XV) Serings Project Stefange Project Stefange Project Stefange	Setting: Configuration Debug (Active) Tool Setting: Build Serge MUL Oschafter MUL Oschafter Debugging De	Build Artifact ()     Build Artifact ()     Build Artifact ()     Endude paths (-)     Endude paths (-)     Second and Artifact ()     Include Bies (Include)	Configurations.     C
0		Reste	ore <u>D</u> efaults <u>Apply</u> d Close Cancel

点击"MCU GCC Linker"下的"Miscellaneous",添加 lib 文件的路径。



将刚刚复制的路径粘贴进去,并在"CN121"后面添加"/CN121\_API.lib"。

ther flags workspace_loc:/CN121_SDK_A/CN121/CN121_API.lib}*	Other flags *\${workspace_loc:/CN121_SDK_A/CN121/CN121_API.lib}*	
workspace_loc:/CN121_SDK_A/CN121/CN121_API.lib}*	\${workspace_loc:/CN121_SDK_A/CN121/CN121_API.lib}*	

最后点击确认并应用。至此, lib 文件添加成功。

最后保存配置,重新编译就 OK 了。



## 五、问题解答

(1) Q: 使用滤波, 陷波功能涉及到采样频率, 在哪里可以把采样频率告诉 sdk?

A: 目前的驱动内部的滤波默认是 250HZ 采样率,无需这一步操作

- (2) Q:如何调整 CN121 的 "High-pass Pole" "Low-pass Pole" "Channel Gain"
  A: 驱动中有封装好的两套配置(实验下来心电波形效果比较好), medical 和 Health 模式。用户只需要调用函数 CN121\_Init(WORK\_MODE) 配置使用即可。不用再另外配置 AFE 的带宽增益设置。
- (3) Q: Delay\_us 函数是必须的吗?

A: 驱动中是使用 GPIO 软件模拟 SPI, SPI 的时钟信号需要用到此函数生成。SPI 主要 是对 CN121 进行参数配置,若对此过程无很大的时间要求。可以用毫秒级延时,但不 要改变 Delay us 的函数名,可在函数内部再嵌套一层。

(4) Q: ADC 的采样率一定要设置为 250Hz 吗,如果想改成其他数值呢?

A: 驱动内部的滤波参数默认是 250HZ 采样率,如果想改成其他数值可能会影响滤波 效果,影响心电波形质量。可联系 CyzurTech 技术支持重新定制驱动。

(5) Q: CN121\_Init 一直失败,有哪些原因导致的?如何排除?

A: 这一步是使用 SPI 对 CN121 进行配置。在驱动中,是使用 GPIO 软件模拟的 SPI 通信。所以第一步检查 GPIO 的模式有没有配置正确,可参考 GPIO\_SPI\_Init()中的配置或者 用户平台 SPI 功能对于 GPIO 推荐的配置,对于输出,能正确写高低电平。对于输入, 能正确读取高低电平。第二步使用逻辑分析仪,看是否有对应波形出来。第三步,软件 模拟时钟 SCLK 的信号,使用到 Delay\_us 函数,此函数是否设置正确。

(6) Q:

20